



# CATALOGUE MÉDICAL



MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT S.A CERTIFIÉE ISO  
13485 V 2016 DES SYSTÈMES DE MANAGEMENT  
DE LA QUALITÉ DES DISPOSITIFS



## DESCRIPTION

- \* Masque de protection respiratoire
- \* Efficacité de filtration bactérienne > 99%
- \* 5 couches : 3 couches TNT + 2 couches Meltblown
- \* Elastique de maintien confortable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- \* CONFORMITÉ : EN 149 : 2001 + A1 : 2009
- \* DÉSIGNATION : MASK FFP2
- \* Longueur : 160MM +/- 5MM
- \* Largeur : 105MM +/- 5MM
- \* Barrette Nasale : 90MM +/- 0,5MM
- Poids : 0,0036 KG
- \* Elastique : Deux élastiques latéraux
- Limite d'utilisation : 8h consécutives maximales


Composition :    \* 2 COUCHES MELTBLOWN  
(BFE > 99%)  
\* 3 COUCHES TISSU NON TISSÉ  
\* BARRETTE NASALE  
\* ELASTIQUE MÉDICAL

Conditionnement : Boîte de 20 unités



MASCHERA

ملاك اقونير ديفلوبمنت  
MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT  
العنوان: إقامة الكيلسي، العمارة 4 ناجي باش شفقي ملاك  
المستوى: 11، المركب الصناعي الصناعي كريبي القنيطرة، ملاك





# MASQUE

## CHIRURGICAL

TROIS PLIS NON TISSÉ DOUBLE ÉLASTIQUES LATÉRAUX AVEC BARRETTE NASALE



### DESCRIPTION


MASQUE CHIRURGICAL EN TISSU NON TISSÉ AVEC FILTRE AVEC DEUX ÉLASTIQUES LATÉRAUX BARRETTE NASALE

### CONFORMITÉ ISO :

NM EN 14683 V 2020

### STÉRILISATION

NON



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

	fixation	Elastique	2 pièces fixées par une machine ultrasonic
<strong>Composition</strong>	3 couches	Barrette nasale	
COUCHE EXTERNE	Externe Modèle Couleur	pp (spunbond) tissu non tissé 25g/m <sup>2</sup> standard Bleu Blanc turquoise	
COUCHE DE FILTRATION	Filtre Couleur Filtration	MELTBLOWN Blanc >_ 99%	
COUCHE INTERNE	Interne Modèle Couleur	pp (spunbond) tissu non tissé 25g/m <sup>2</sup> Standard Blanc	
ÉLASTIQUE	Méthode de fixation	2 pièces d'élastique attachées sur les côtés droite et gauche par une machine ultrasonic	
BARRETTE NASALE	Couleur Matériel	Blanc 100% type couton	
	Couleur Matériel	Blanc Aluminium	



# MASQUE

## CHIRURGICAL

TROIS PLIS NON TISSÉ DOUBLE ÉLASTIQUES  
LATÉRAUX AVEC BARRETTE NASALE



ce produit est un masque chirurgical



ملاحة آفونير ديفلوبمنت

MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

المقر: إقامة الطويليسي، العمارة 4 ناروج باب شعفتن ملا  
المستودع: 11، المركب الصناعي الصيبيغي كثيف الفقيكة ملا

Siege : lot tarabloussi imbl 4 hors bab cheafa sale

Depot : il zone industrielle sbihi route kenitra sale

Tél : 05 37 84 30 18 Fax : 05 37 84 33 44  
[www.mellahavenir.com](http://www.mellahavenir.com)





# MASQUE DE PROTECTION

TROIS PLIS DOUBLE ÉLASTIQUES LATÉRAUX  
AVEC BARRETTE NASALE

## DESCRIPTION

MASQUE DE PROTECTION TROIS PLIS AVEC DOUBLE ÉLASTIQUES LATÉRAUX ( MASQUES BARRIÈRE GRAND PUBLIC ) AVEC BARRETTE NASALE

## CERTIFICATION

N IMANOR2020CP001,06:01  
IMANOR (INSTITUT MAROCAINE DE NORMALISATION)

## MATIERES

- POLYPROPYLÈNE 99%
- MASTERBACH 1%

## COULEUR

- BLEU CLAIR

## UTILISATION

CE MASQUE EST UTILISÉ POUR LIMITER LA PROPAGATION DES VIRUS. EN L'OCCURRENCE, LE COVID 19.

## JEU DE BRIDE

AVEC DOUBLE ÉLASTIQUES LATÉRAUX

## GRAMMAGE

DE 25G/M<sup>2</sup> SUR LA COUCHE INTERNE ET EXTERNE  
50G/M<sup>2</sup> SUR LA COUCHE CENTRAL

## CONDITIONNEMENT

BOITES EN CARTON DE 10.

## CONSIGNES DE STOCKAGE

CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS, PROPORE ET SEC ET À L'ABRI DE LA LUMIÈRE. NE PAS SOUMETTRE À UNE TEMPÉRATURE > 40 DEGRÉ OU À DES CHANGEMENTS EXTREMES ET SOUDAINS,

## PROPRIÉTÉS

MASQUE PRÉSENT SUR PLUSIEURS COULEURS/ LISSE , IMPÉRMÉABLE , ROBUSTE ET PEU ÉTIRABLE/ RESPIRABILITÉ EST BONNE.



## PRÉCAUTION D'EMPLOI

LE PRODUIT EST NON STÉRILE, IL N'EST PAS À USAGE MÉDICAL UNIQUEMENT POUR DES UTILISATIONS NON MÉDICALES

LE MASQUE NE PROTÉGE PAS CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUE,

CE PRODUIT NE PEUT PAS CRÉER DE SENSIBILISATION OU D'IRRITATION,

CE PRODUIT N'A AUCUN RISQUE SUR LA PEAU OU LES YEUX ,

APRÈS UTILISATION, IL FAUT SE DÉBARASSER DE CE PRODUIT DANS LES NORMES EN VIGEURS POUR ÉVITER TOUTES CONTAMINATIONS EN CAS OÙ L'UTILISATEUR PORTE UN VIRUS,

CE PRODUIT EST FACILEMENT INFLAMMABLE



# MASQUE DE PROTECTION

TROIS PLIS DOUBLE ÉLASTIQUES LATÉRAUX  
AVEC BARRETTE NASALE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Caractéristiques	Spécification	Valeurs	Conformité
Résidu	PP	0%	conforme à ISO 11358
pH	4< pH <7,5	6,7	conforme au ISO 3071 4
couche externe	> 20 G/m <sup>2</sup>	25,1	Conforme à la NM/ST 21.5.200
couche interne	> 20 G/m <sup>2</sup>	25,6	Conforme à la NM/ST 21.5.200
Couche intermédiaire	>50g/m <sup>2</sup>	50,6	Conforme à la NM/ST 21.5.200
métaux lourds: As,Cd,Cr,Hg,Pb,S- b,Co;Ni,Cu	Voir le tableau de CTPC		Conforme à la EN16711-2
Perméabilité à l'eau	>100 mmH2O	-	Conforme iso 20811
Performance du Masque	BON	-	Conforme à la NM/ST 21.5.200
Marquage	BON	-	Conforme à la NM/ST 21.5.200

ملا آفونير ديفلوبمنت

MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

المقر: بآفونير الخيليس ، العمارة 4 نادير باب شعفان ملا  
المستودع: 11، المركب الصناعي الصبيحي كلينيقيا، ملا

Siege : lot tarabloussi imbl 4 hors bab cheafa sale

Depot : 11 zone industrielle sbih route kenitra sale

Tél : 05 37 84 30 18 Fax : 05 37 84 33 44

[www.mellahavenir.com](http://www.mellahavenir.com)





# MASQUE DE PROTECTION TROIS PLIS AVEC LACETS

## DESCRIPTION

MASQUE DE CHIRURGIE À LANIÈRES, 3 PLIS

## MATIERES

- POLYPROPYLÈNE 98%
- MASTERBACH 1,5%

## COULEUR

- BLEU
- TURQOISE

## UTILISATION

CE MASQUE EST UTILISÉ POUR LIMITER LA PROPAGA-  
TION DES VIRUS. EN L'OCCURRENCE, LE COVID 19.

## JEU DE BRIDE

AVEC LACETS

## GRAMMAGE

DE 25G/M<sup>2</sup> À 50G/M<sup>2</sup>

## CONDITIONNEMENT

BOITES EN CARTON DE 10 OU 50 UNITÉS.

## CONSIGNES DE STOCKAGE

CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS, PROPORE ET SEC  
ET À L'ABRI DE LA LUMIÈRE. NE PAS SOUMETTRE À UNE  
TEMPÉRATURE > 40 DEGRÉ OU À DES CHANGEMENTS  
EXTREMES ET SOUDAINS,

## PROPRIÉTÉS

MASQUE PRÉSENT SUR PLUSIEURS COULEURS/ LISSE ,  
IMPÉRMÉABLE , ROBUSTE ET PEU ÉTIRABLE/ RESPIRA-  
BILITÉ EST BONNE.



## PRÉCAUTION D'EMPLOI

LE PRODUIT EST NON STÉRILE, IL N'EST PAS À USAGE  
MÉDICAL UNIQUEMENT POUR DES UTILISATIONS  
NON MÉDICALES

LE MASQUE NE PROTÉGE PAS CONTRE LES RISQUES  
CHIMIQUES ET BIOLOGIQUE,

CE PRODUIT NE PEUT PAS CRÉER DE SENSIBILISATION  
OU D'IRRITATION,

CE PRODUIT N'A AUCUN RISQUE SUR LA PEAU OU LES  
YEUX ,

APRÈS UTILISATION, IL FAUT SE DÉBARASSER DE  
CE PRODUIT DANS LES NORMES EN VIGEURS POUR  
ÉVITER TOUTES CONTAMINATIONS EN CAS OÙ L'UTI-  
LISATEUR PORTE UN VIRUS,

CE PRODUIT EST FACILEMENT INFLAMMABLE



MASCHERA

# MASQUE DE PROTECTION TROIS PLIS AVEC LACETS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Caractéristiques	Spécification	Valeurs	Conformité
Résidu	PP	0%	conforme à ISO 11358
pH	4< pH <7,5	6,7	conforme au ISO 3071 4
couche externe	> 20 G/m <sup>2</sup>	25,1	Conforme à la NM/ST 21.5.200
couche interne	> 20 G/m <sup>2</sup>	25,6	Conforme à la NM/ST 21.5.200
Couche intermédiaire	>50g/m <sup>2</sup>	50,6	Conforme à la NM/ST 21.5.200
métaux lourds: As,Cd,Cr,Hg,Pb,S- b,Co;Ni,Cu	Voir le tableau de CTPC		Conforme à la EN16711-2
Perméabilité à l'eau	>100 mmH2O	-	Conforme iso 20811
Performance du Masque	BON	-	Conforme à la NM/ST 21.5.200
	BON	-	Conforme à la NM/ST 21.5.200

ملاحة آفاق ديفلوبمنت

MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

المقر: إقامة الشريبي، العمارة 4 نازد باب شعفاط ملاحة  
المستودع: 11، المركب الصناعي الصيبيغي طريق الفيكة، ملاحة

Siege : lot taraboussi imbl 4 hors bab cheafa sale  
Depot : il zone industrielle sbihi route kenitra sale  
Tél : 05 37 84 30 18 Fax : 05 37 84 33 44  
www.mellahavenir.com



# COUVER CHAUSSURE DE PROTECTION

## CARACTÉRISTIQUES

- FABRIQUÉ AVEC TISSU
- NON TISSU POLYPROPYLÈNE (PP), SPUNBOUND, COULEUR BLANCHE.
- AVEC DES ÉLASTIQUES DANS TOUS LE PÉRIMÈTRE D'OUVERTURE.
- COULEUR : BLEU, BLANCHE, VERT
- MARQUE: MASCHERA



## USAGE ET APPLICATIONS

ARTICLE JETABLE.

IL ÉVITE LE CONTACT DIRECT DE LA SEMELLE DE LA CHAUSSURE AVEC LE SOL.

USAGE PRÉFÉRENTIEL DANS LES HÔPITAUX, DANS LA SALLE PROPRE, ET LES INDUSTRIES D'ALIMENTATION

## MESURES

- Hauteur  
18 cm jusqu'aux élastiques
- Longueur  
40 cm dans la semelle de la Chaussure avec les élastiques tirés

Grammage

30g/m<sup>2</sup>

25g/m<sup>2</sup>

## PRÉSENTATION

- SAC avec 10unités
- SAC avec 25unités
- SAC avec 50unités
- EMBALLAGE EN SAC PLASTIQUE ZIPPÉ

## MESURES LOGISTIQUES

### MESURES DE LA BOÎTE

33,5X 23,5 X 31,5 CM

### POIDS BRUT DE LA BOÎTE





COUVRE  
CHAUSSURE  
DE PROTECTION



ملاحة آفاق

MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT  
المقى: بافلق الكربلائي، العمارة 4 نازد بباب شعفه سلا  
المستوى: 11، المركب الصناعي الشبيبي كريفيت الشيشة سلا

Siege : lot taraboloussi imbl 4 hors bab cheafa sale  
Depot : 11 zone industrielle sbhi route kenitra sale  
Tél : 05 37 84 30 18 Fax : 05 37 84 33 44  
[www.mellahavenir.com](http://www.mellahavenir.com)



Surchaussures en plastique non stériles,  
à usage unique

- \* Dispositif imperméable et très résistant
- \* Elastique de serrage à la cheville



 CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES :

- \* **RÉFÉRENCE :** FCE1H410041-17-17-
- \* **DÉSIGNATION :** SHOE COVER EN PE
- \* **Dimensions :** 40 CM X 15 CM
- \* **Poids :** 0,003 KG
- \* **Matériel :** POLYÉTHYLÈNE EN HAUTE DENSITÉ  
ET ÉLASTIQUE
- \* **Elastique :** 30 CM
- Conditionnement :** \* 50 PAIRES



ملاك أقونير ديفلوبمنت

MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT  
العنوان: إقليم الرازي، الحسنية 4  
المستوى: 11، المركب الصناعي الصنديدي / طريق القنيطرة، مراكش

Siege : lot tarabloussi imbl 4 hors bab cheafa sale  
Depot : 11 zone industrielle sbihi route kenitra sale  
Tél : 05 37 84 30 18 Fax : 05 37 84 33 44  
[www.mellahavenir.com](http://www.mellahavenir.com)



## DÉSIGNATION :

CHARLOTTE CLIP POLYPROPYLENE

## TAILLES :

UNIQUE

## DESCRIPTIF :

CHARLOTTE CLIP ACCORDÉON EN POLYPROPYLÈNE  
NON TISSÉ AVEC BORD ÉLASTIQUÉ

## INSTRUCTIONS D'EMPLOI :

ARTICLE À USAGE COURT, ADAPTÉ AUX TRAVAUX  
DEMANDANT LE RESPECT DE CERTAINES RÈGLES  
D'HYGIÈNES. CECI EST UN EQUIPEMENT DE  
PROTECTION INDIVIDUELLE ET UN ARTICLE  
D'HYGIÈNE.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / D'ENTRETIEN :

PAS DE NETTOYAGE PRÉCONISÉ.  
PAS D'ENTRETIEN PARTICULIER.

## LIMITES D'UTILISATION

NE PAS UTILISER HORS DE SON DOMAIN  
E D'UTILISATION DÉFINI DANS LES INSTRUC  
TIONS D'EMPLOI CI-DESSUS. CE VÊTEMENT NE  
CONTIENT PAS DE SUBSTANCE CONNUE COMME  
ÉTANT CANCÉRIGÈNES, NI TOXIQUES,  
NI SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES ALLERGIES  
AUX PERSONNES SENSIBLES.



## MATÉRIAUX :

POLYPROPYLÈNE NON TISSÉ 12 GR/M 15 GR/M2  
SPUNBOUND

## INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :

STOCKAGE DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE À  
L'ABRI DE LA LUMIÈRE ET DE L'HUMIDITÉ.

## INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :

STOCKAGE DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE À  
L'ABRI DE LA LUMIÈRE ET DE L'HUMIDITÉ.





# CHARLOTTES DE PROTECTION

## COLORIS :

- BLANC
- BLEU
- PISTACHE
- JAUNE

## EMBALLAGE :

- (SAC AVEC 10UNITÉS)  
(SAC AVEC 25UNITÉS)  
(SAC AVEC 50UNITÉS)



## ملاحة أفنير ديفلوبمنت:

MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT  
المق: ياقوتة العروبي . العمارة 4 مارج باب شعفه سلا  
المستوى: 11 . المركب الصناعي الصبيح كثيـة القنيـة سلا

Siege : lot taraboussi imbl 4 hors bab cheafa sale  
Depot : il zone industrielle sbihi route kenitra sale  
Tél : 05 37 84 30 18 Fax : 05 37 84 33 44  
[www.mellahavenir.com](http://www.mellahavenir.com)

La combinaison en tissu non tissé est une tenue vestimentaire utilisée pour but de protection. Elle peut être utilisée dans le domaine médical comme dans l'industrie en général - spécialement celle de l'agro-alimentaire – afin de protéger des bactéries et autres projections.

Souple pour un confort optimal, elle est facile à enfiler et s'ajuste avec un cordon de serrage à la taille et une fermeture éclair en avant.

Les poignets et les chevilles sont en élastiques pour une meilleure protection.



#### CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES :

- \* **Matériaux :** POLYPROPYLÈNE
- \* **Grammage tissu :** 25G OU PLUS
- \* **Coloris :** BLANC, BLEU, VERT
- \* **Tailles :** L, XL, XXL
- \* **Conditions de stockage :**  
CONSERVER À L'ABRI DE  
L'HUMIDITÉ À UNE TEMPÉRATURE  
DE 5°C À 40°C



**MASCHERA**

**ملاجئ اقتصادي**

MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT  
العنوان: إقليم الرازي، الحسنية 4  
المستوى: 11، المركب الصناعي الصناعي كريمة القنطرة، ملاجئ

Siege : lot taraboussi imbl 4 hors bab cheafa sale  
Depot : 11 zone industrielle sbhi route kenitra sale  
Tél : 05 37 84 30 18 Fax : 05 37 84 33 44  
[www.mellahavenir.com](http://www.mellahavenir.com)



Tablier en polyéthylène idéal pour la protection des vêtements contre le sang et les liquides biologiques à risques infectieux, conçu en polyéthylène imperméable, ce tablier léger et transparent préserve la propreté de vos vêtements.



#### CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES :

- \* **DIMENSIONS :**  
124CM\*51CM\*20 MICRONS
- \* **COMPOSITION :**  
LDPE GRADE MÉDICAL  
(MATIÈRE PREMIÈRE SANS RECYCLAGE)
- \* **NORME :** NORME MAROCAINE



#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Domaine
- \* Médical
- \* Artistique
- \* Agroalimentaire
- \* Agroalimentaire
- \* Hôtellerie



**MASCHERA**

**ملاك اقونير ديفلوبمنت**

MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT  
العنوان: إقامة الكيلسي، العمارة 4، باب شعفاط، ملاك  
المستوى: 11، المركب الصناعي الصنديدي، طريق القنيطرة، ملاك

Siege : lot taraboussi imbl 4 hors bab cheafa sale  
Depot : 11 zone industrielle sbihi route kenitra sale  
Tél : 05 37 84 30 18 Fax : 05 37 84 33 44  
[www.mellahavenir.com](http://www.mellahavenir.com)



La casaque est une tenue vestimentaire utilisée pour but de protection. Il peut être utilisé dans le domaine médical comme dans l'industrie en général spécialement celle de l'agro-alimentaire afin de protéger des bactéries et autres projections.

Souple pour un confort optimal, il est facile à enfiler et s'ajuste avec un cordon de serrage à la taille et une fermeture derrière le cou. Les poignets sont en élastiques pour être plus pratiques lors de l'usage des gants.



 **CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES :**

- \* **Matériaux :** POLYPROPYLÈNE
- \* **Grammage tissu :** 25G OU PLUS
- \* **Dimensions :** LONGUEUR 1,20 M
- \* **Coloris :** BLANC, BLEU, VERT
- \* **Tailles :** S, M, L, XL, XXL
- \* **Conditions de stockage :**  
CONSERVER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ  
À UNE TEMPÉRATURE DE 5°C À 40°C



**MASCHERA**

**ملاك أقونير ديفلوبمنت**

MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT  
العنوان: إقليم الكيلسي، العمارة 4 بارج باب شعفه ملاك  
المستوى: 11، المركب الصناعي الصنديدي / طريق القنيطرة، ملاك

Siege : lot taraboussi imbl 4 hors bab chefa sale  
Depot : 11 zone industrielle sbihi route kenitra sale  
Tél : 05 37 84 30 18 Fax : 05 37 84 33 44  
[www.mellahavenir.com](http://www.mellahavenir.com)



La manchette en tissu non tissé est utilisée pour but de protection. Elle peut être utilisée dans le domaine médical comme dans l'industrie en général - spécialement celle de l'agro-alimentaire – afin d'éviter de salir et/ou de se salir soi-même.

Souple pour un confort optimal, elle est facile à enfiler et à enlever avec ses deux élastiques au niveau du poignet et du coude.



#### CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES :

- \* **Matériaux :** POLYPROPYLÈNE
- \* **Grammage tissu :** 25G OU PLUS
- \* **Dimensions :** 40 CM / LARGEUR 20 CM
- \* **Coloris :** BLANC, BLEU, VERT
- \* **Tailles :** STANDARD
- \* **Conditions de stockage :**  
CONSERVER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ  
À UNE TEMPÉRATURE DE 5°C À 40°C



**MASCHERA**

**ملا مأقونير ديفلوبمنت**

MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT  
الملق، إقليم سيدي بوزيد، الحمامات 41400  
المستوى 11، الطريق الصناعي الصناعي كريمة القنطرة، ملا

Siege : lot tarabloussi imbl 4 hors bab cheafa sale  
Depot : 11 zone industrielle sbihi route kenitra sale  
Tél : 05 37 84 30 18 Fax : 05 37 84 33 44  
[www.mellahavenir.com](http://www.mellahavenir.com)



Mellah



home kitchen

## ملاحة آفونير ديفلوبمنت

MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

المقر: إقامة الكريلمي ، العمارة 4 ناجح باب شحفل سلا  
المستودع: 11 ، المركب الصناعي الصبيحي كربون القنيطرة سلا

Siege : lot tarabloussi imbl 4 hors bab cheafa sale  
Depot : 11 zone industrielle sbihi route kenitra sale  
Tél : 05 37 84 30 18 Fax : 05 37 84 33 44  
[www.mellahavenir.com](http://www.mellahavenir.com)